



VITMATERNA

Manual de Usuario · Aplicación Móvil

Guía para el Administrador

Plataforma de Salud Prenatal

Centro de Salud Talavera — Andahuaylas, Apurímac

Versión 1.0 · 2026

Autor: **CRISTHIAN RODRIGO BERROCAL SALAZAR**

Créditos y confidencialidad

Autor del manual: CRISTHIAN RODRIGO BERROCAL SALAZAR

Este documento es el manual de usuario oficial de la aplicación móvil VITMATERNA, plataforma de seguimiento de salud prenatal. Se entrega con fines de capacitación y uso del sistema.

La información que aparece en las capturas corresponde a datos de demostración y no representa a personas reales. El manejo de datos de salud se realiza conforme a la normativa de protección de datos personales vigente.

Nota. Este documento está diseñado como guía de consulta; se recomienda utilizar el índice para acceder directamente a la sección deseada.

Índice de contenidos

Créditos y confidencialidad	2
Índice de contenidos	3
1. Introducción	4
2. Antes de empezar	4
3. Acceso al sistema	5
4. Panel de control	5
4.1 Estado del sistema y gestión	6
5. Gestión de usuarios	7
6. Contenido educativo	8
7. Canales de notificación	9
8. Configuración del sistema	10
9. Establecimientos de salud (Sedes)	11
10. Auditoría y backup	12
Solución de problemas	13
Preguntas frecuentes	14
Glosario	14
Soporte y contacto	14

1. Introducción

1.1 ¿Qué es VITMATERNA?

VITMATERNA es la plataforma cuyo panel de administración te permite controlar todo el sistema: aprobar y gestionar usuarios, publicar contenido educativo, configurar los canales de notificación (SMS y WhatsApp), ajustar parámetros del sistema, administrar las sedes y revisar la auditoría.

1.2 Propósito de este manual

Este manual está dirigido al personal administrador del sistema y tiene como objetivo guiar la configuración y gestión de la plataforma, mediante instrucciones paso a paso acompañadas de capturas de pantalla.

1.3 Contenido

El documento abarca el panel de control, la gestión de usuarios, el contenido educativo, los canales de notificación, la configuración del sistema, la administración de sedes y la auditoría.

2. Antes de empezar

2.1 Requisitos

Para utilizar la aplicación es necesario contar con:

- Un teléfono móvil con sistema operativo Android o iOS (iPhone).
- Conexión a internet (datos móviles o red wifi).
- Las credenciales de acceso: número de DNI y contraseña.

2.2 Convenciones de este manual

En las imágenes verás marcas numeradas y recuadros que indican exactamente de qué elemento se habla y en qué orden usarlo:

Elemento	Significado
① ② ③	Marca de paso: indica el orden en que debes tocar cada elemento.
Recuadro de color	Resalta el botón, la tarjeta o el campo que se explica.
Nota / Importante / Atención	Avisos con información útil o advertencias importantes.

3. Acceso al sistema

Al abrir la aplicación se muestra la pantalla de inicio de sesión. Ingresa tus credenciales para acceder a tu cuenta:

1. En el campo “DNI”, escribe tu número de documento.
2. En el campo “Contraseña”, escribe tu contraseña.
3. Toca el botón “Iniciar Sesión” para ingresar.



Figura C-1. Pantalla de inicio de sesión.

Nota. Durante el primer ingreso se mostrará el recorrido guiado “**Conoce tu app**”, que puede repetirse en cualquier momento desde el perfil.

4. Panel de control

Es la primera pantalla al entrar. Resume el estado del sistema.

4. ① “**Cuentas por aprobar**”: si hay obstetras o gestantes esperando aprobación, aparecen aquí para resolverlo.

5. ② **“Resumen”**: las cifras clave (usuarios, gestantes activas, alto riesgo y citas del día).




Figura C-2. Panel de control del administrador.

4.1 Estado del sistema y gestión

Más abajo en el inicio encuentras:

6. ① **“Estado del sistema”**: alertas, contenido publicado y si los canales SMS/WhatsApp están activos.
7. ② **“Gestión”**: accesos rápidos a Usuarios, Contenido y Reportes.




Figura C-3. Estado del sistema y accesos de gestión.

5. Gestión de usuarios

Administra todas las cuentas del sistema.

8. ① Buscador por nombre o DNI. En cada usuario puedes ver su ficha, aprobar la cuenta, activarla o desactivarla, editar sus datos, cambiar la contraseña o eliminarlo. Para crear una cuenta nueva usa el botón “+” (o “**Nuevo usuario**” en el portal web) y elige el rol.




Figura C-4. Gestión de usuarios.

Nota. Las cuentas de obstetra recién registradas quedan pendientes de aprobación hasta que las apruebes desde aquí.

6. Contenido educativo

Crea y administra los recursos que verán las gestantes.

9. ① Busca y filtra por categoría. Usa el botón de crear para publicar un nuevo artículo, infografía, video o audio (con su categoría y trimestre). En cada elemento puedes editar o eliminar, y ver las estadísticas de lectura.




Figura C-5. Gestión de contenido educativo.

7. Canales de notificación

Configura los canales para enviar mensajes reales a las gestantes.

10. ① **“SMS (Twilio)”**: activa el canal y guarda las credenciales; puedes enviar un mensaje de prueba. Más abajo, **“WhatsApp (Cloud API)”** se configura de forma similar.




Figura C-6. Canales de notificación SMS y WhatsApp.

Nota. Mientras un canal no esté configurado, el sistema opera en “**modo prueba**” y no envía mensajes reales.

8. Configuración del sistema

Ajusta los parámetros generales.

11. ① “**Límites y Accesos**”: máximo de pacientes por obstetra y si se permiten nuevos registros. Más abajo: parámetros clínicos (altitud para corregir la hemoglobina), generación automática de cronogramas y el modo mantenimiento.




Figura C-7. Configuración del sistema.

Nota. El “modo mantenimiento” bloquea el acceso a gestantes y obstetras (tú conservas el acceso). Úsalo solo durante actualizaciones.

9. Establecimientos de salud (Sedes)

Administra las sedes del centro de salud.

12. ① Toca el botón “**Crear establecimiento**” para registrar una sede nueva (nombre, código, dirección, teléfono, altitud y servicios). En cada sede puedes editar o eliminar.




Figura C-8. Establecimientos de salud.

10. Auditoría y backup

Revisa la actividad del sistema y respalda la base de datos.

13. ① **“Exportar Backup BD”**: descarga un respaldo completo de la base de datos. Más abajo se muestra el registro de auditoría (quién hizo qué y cuándo).




Figura C-9. Auditoría y backup del sistema.

Solución de problemas

No aparecen cuentas por aprobar

Significa que no hay registros pendientes. Las nuevas solicitudes de obstetra aparecerán automáticamente en el inicio.

Los canales siguen en “modo prueba”

Verifica que guardaste las credenciales correctas de Twilio (SMS) o WhatsApp Cloud API y usa el botón de prueba.

No puedo activar el modo mantenimiento

Confirma el cuadro de diálogo de advertencia. Recuerda que bloqueará a gestantes y obstetras.

Preguntas frecuentes

¿Cómo apruebo a una obstetra?

Desde el inicio o desde “**Usuarios**”, abre la cuenta pendiente y toca “**Aprobar**”.

¿Cómo publico contenido educativo?

En “**Contenido**”, usa el botón de crear, completa los datos y guárdalo.

¿Cómo respaldo la información?

En “**Auditoría y backup**”, usa “**Exportar Backup BD**”.

Glosario

Rol: Tipo de cuenta: gestante, obstetra o administrador.

Modo mantenimiento: Estado que bloquea temporalmente el acceso a usuarios no administradores.

Twilio / WhatsApp Cloud API: Servicios externos para enviar SMS y mensajes de WhatsApp.

Auditoría: Registro de las acciones realizadas en el sistema.

Backup: Copia de respaldo de la base de datos.

Soporte y contacto

Para soporte de la aplicación, comunícate con el área de sistemas de tu establecimiento. Para emergencias clínicas, acude al establecimiento de salud.

Centro de Salud Talavera

Andahuaylas, Apurímac