



# VITMATERNA

## Manual de Usuario · Aplicación Móvil

### Guía para el Administrador

Plataforma de Salud Prenatal

Centro de Salud Talavera — Andahuaylas, Apurímac

Versión 1.0 · 2026

Autor: **CRISTHIAN RODRIGO BERROCAL SALAZAR**

## Créditos y confidencialidad

---

**Autor del manual:** CRISTHIAN RODRIGO BERROCAL SALAZAR

Este documento es el manual de usuario oficial de la aplicación móvil VITMATERNA, plataforma de seguimiento de salud prenatal. Se entrega con fines de capacitación y uso del sistema.

La información que aparece en las capturas corresponde a datos de demostración y no representa a personas reales. El manejo de datos de salud se realiza conforme a la normativa de protección de datos personales vigente.

**Nota.** Este documento está diseñado como guía de consulta; se recomienda utilizar el índice para acceder directamente a la sección deseada.

# Índice de contenidos

---

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>Créditos y confidencialidad</b>   | 2  |
| <b>Índice de contenidos</b>          | 3  |
| <b>1. Introducción</b>               | 4  |
| <b>2. Antes de empezar</b>           | 4  |
| <b>3. Acceso al sistema</b>          | 5  |
| 4. Panel de control                  | 5  |
| 4.1 Estado del sistema y gestión     | 6  |
| 5. Gestión de usuarios               | 7  |
| 6. Contenido educativo               | 8  |
| 7. Canales de notificación           | 9  |
| 8. Configuración del sistema         | 10 |
| 9. Establecimientos de salud (Sedes) | 11 |
| 10. Auditoría y backup               | 12 |
| <b>Solución de problemas</b>         | 13 |
| <b>Preguntas frecuentes</b>          | 14 |
| <b>Glosario</b>                      | 14 |
| <b>Soporte y contacto</b>            | 14 |

## 1. Introducción

---

### 1.1 ¿Qué es VITMATERNA?

VITMATERNA es la plataforma cuyo panel de administración te permite controlar todo el sistema: aprobar y gestionar usuarios, publicar contenido educativo, configurar los canales de notificación (SMS y WhatsApp), ajustar parámetros del sistema, administrar las sedes y revisar la auditoría.

### 1.2 Propósito de este manual

Este manual está dirigido al personal administrador del sistema y tiene como objetivo guiar la configuración y gestión de la plataforma, mediante instrucciones paso a paso acompañadas de capturas de pantalla.

### 1.3 Contenido

El documento abarca el panel de control, la gestión de usuarios, el contenido educativo, los canales de notificación, la configuración del sistema, la administración de sedes y la auditoría.

## 2. Antes de empezar

---

### 2.1 Requisitos

Para utilizar la aplicación es necesario contar con:

- Un teléfono móvil con sistema operativo Android o iOS (iPhone).
- Conexión a internet (datos móviles o red wifi).
- Las credenciales de acceso: número de DNI y contraseña.

### 2.2 Convenciones de este manual

En las imágenes verás marcas numeradas y recuadros que indican exactamente de qué elemento se habla y en qué orden usarlo:

| Elemento                     | Significado                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ① ② ③                        | Marca de paso: indica el orden en que debes tocar cada elemento. |
| Recuadro de color            | Resalta el botón, la tarjeta o el campo que se explica.          |
| Nota / Importante / Atención | Avisos con información útil o advertencias importantes.          |

### 3. Acceso al sistema

Al abrir la aplicación se muestra la pantalla de inicio de sesión. Ingresa tus credenciales para acceder a tu cuenta:

1. En el campo “DNI”, escribe tu número de documento.
2. En el campo “Contraseña”, escribe tu contraseña.
3. Toca el botón “Iniciar Sesión” para ingresar.



Figura C-1. Pantalla de inicio de sesión.

**Nota.** Durante el primer ingreso se mostrará el recorrido guiado “**Conoce tu app**”, que puede repetirse en cualquier momento desde el perfil.

### 4. Panel de control

Es la primera pantalla al entrar. Resume el estado del sistema.

4. ① “**Cuentas por aprobar**”: si hay obstetras o gestantes esperando aprobación, aparecen aquí para resolverlo.

5. ② **“Resumen”**: las cifras clave (usuarios, gestantes activas, alto riesgo y citas del día).




Figura C-2. Panel de control del administrador.

## 4.1 Estado del sistema y gestión

Más abajo en el inicio encuentras:

6. ① **“Estado del sistema”**: alertas, contenido publicado y si los canales SMS/WhatsApp están activos.
7. ② **“Gestión”**: accesos rápidos a Usuarios, Contenido y Reportes.




Figura C-3. Estado del sistema y accesos de gestión.

## 5. Gestión de usuarios

Administra todas las cuentas del sistema.

8. ① Buscador por nombre o DNI. En cada usuario puedes ver su ficha, aprobar la cuenta, activarla o desactivarla, editar sus datos, cambiar la contraseña o eliminarlo. Para crear una cuenta nueva usa el botón “+” (o “**Nuevo usuario**” en el portal web) y elige el rol.




Figura C-4. Gestión de usuarios.

**Nota.** Las cuentas de obstetra recién registradas quedan pendientes de aprobación hasta que las apruebes desde aquí.

## 6. Contenido educativo

Crea y administra los recursos que verán las gestantes.

9. ① Busca y filtra por categoría. Usa el botón de crear para publicar un nuevo artículo, infografía, video o audio (con su categoría y trimestre). En cada elemento puedes editar o eliminar, y ver las estadísticas de lectura.






Figura C-5. Gestión de contenido educativo.

## 7. Canales de notificación

Configura los canales para enviar mensajes reales a las gestantes.

10. ① **"SMS (Twilio)":** activa el canal y guarda las credenciales; puedes enviar un mensaje de prueba. Más abajo, **"WhatsApp (Cloud API)"** se configura de forma similar.




Figura C-6. Canales de notificación SMS y WhatsApp.

**Nota.** Mientras un canal no esté configurado, el sistema opera en “**modo prueba**” y no envía mensajes reales.

## 8. Configuración del sistema

Ajusta los parámetros generales.

11. ① “**Límites y Accesos**”: máximo de pacientes por obstetra y si se permiten nuevos registros. Más abajo: parámetros clínicos (altitud para corregir la hemoglobina), generación automática de cronogramas y el modo mantenimiento.




Figura C-7. Configuración del sistema.

**Nota.** El “modo mantenimiento” bloquea el acceso a gestantes y obstetras (tú conservas el acceso). Úsalo solo durante actualizaciones.

## 9. Establecimientos de salud (Sedes)

Administra las sedes del centro de salud.

12. ① Toca el botón “**Crear establecimiento**” para registrar una sede nueva (nombre, código, dirección, teléfono, altitud y servicios). En cada sede puedes editar o eliminar.




Figura C-8. Establecimientos de salud.

## 10. Auditoría y backup

Revisa la actividad del sistema y respalda la base de datos.

13. ① **“Exportar Backup BD”**: descarga un respaldo completo de la base de datos. Más abajo se muestra el registro de auditoría (quién hizo qué y cuándo).




Figura C-9. Auditoría y backup del sistema.

## Solución de problemas

---

### No aparecen cuentas por aprobar

Significa que no hay registros pendientes. Las nuevas solicitudes de obstetra aparecerán automáticamente en el inicio.

### Los canales siguen en “modo prueba”

Verifica que guardaste las credenciales correctas de Twilio (SMS) o WhatsApp Cloud API y usa el botón de prueba.

### No puedo activar el modo mantenimiento

Confirma el cuadro de diálogo de advertencia. Recuerda que bloqueará a gestantes y obstetras.

## Preguntas frecuentes

---

### ¿Cómo apruebo a una obstetra?

Desde el inicio o desde “**Usuarios**”, abre la cuenta pendiente y toca “**Aprobar**”.

### ¿Cómo publico contenido educativo?

En “**Contenido**”, usa el botón de crear, completa los datos y guárdalo.

### ¿Cómo respaldo la información?

En “**Auditoría y backup**”, usa “**Exportar Backup BD**”.

## Glosario

---

**Rol:** Tipo de cuenta: gestante, obstetra o administrador.

**Modo mantenimiento:** Estado que bloquea temporalmente el acceso a usuarios no administradores.

**Twilio / WhatsApp Cloud API:** Servicios externos para enviar SMS y mensajes de WhatsApp.

**Auditoría:** Registro de las acciones realizadas en el sistema.

**Backup:** Copia de respaldo de la base de datos.

## Soporte y contacto

---

Para soporte de la aplicación, comunícate con el área de sistemas de tu establecimiento. Para emergencias clínicas, acude al establecimiento de salud.

### Centro de Salud Talavera

Andahuaylas, Apurímac